

orto alresa

Centrífugas y productos para laboratorio

info@ortoalresa.com

www.ortoalresa.com

Tel.: +34 91 884 40 16



Aplicaciones especiales: Centrífugas uso sanitario

DIGTOR 21 COL

En tejidos periféricos la mayor concentración de células madre reside en la grasa. El proceso de extracción y concentración de la muestra se realiza directamente en una jeringa de 50-60 ml, en tan solo 5 min.

El éxito de estos procesos reside en su extremada sencillez, ausencia de rechazo y resultados inmediatos tras la intervención. La centrifuga **Digtor 21 Col** se convierte así en una herramienta esencial para el tratamiento de la grasa para usos en técnicas de lipoescultura y cirugía reparativa.

Fácil funcionamiento

- Pantalla TFT indicadora de R.P.M./F.C.R. (en pasos de 100 R.P.M. y 10 xg) tiempo y frenado.
- Manejo intuitivo desde los pulsadores de marcha, paro, apertura de tapa y ciclo corto.
- Reloj con cuenta atrás/creciente desde 0 o desde "set R.P.M./F.C.R." que permite resultados reproducibles, 16 memorias.
- Reconocimiento automático del rotor. Rotor y reductores autoclavables.
- Control de aceleración en 2 pasos y frenado progresivo hasta 175 rampas.
- Cierre de tapa motorizado. Apertura de tapa automática programable.
- Controlada por microprocesador. Motor de inducción libre de mantenimiento.
- Opción de bloqueo/modificación de R.P.M./F.C.R. en funcionamiento.



DIGTOR 21 COL

Características

- Capacidad: Max. 4 x 60 ml .
- Velocidad, hasta 3.000 R.P.M.
- Silenciosa: nivel de ruido inferior a 60 dB.

Seguridad

- Bloqueo de tapa y protección frente apertura en funcionamiento.
- Apertura manual de emergencia. Protección ante caída de tapa. Parada por desequilibrio.
- Cámara de centrifugación en acero inoxidable.
- Visor en la tapa para calibración y comprobación del funcionamiento. Aro de seguridad.
- Continuo chequeo del estado del equipo mediante mensajes en pantalla.

Directivas comunitarias: 98/79/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, 2012/19/EU.
Normas: EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1.

Versiones

Código	Dimensiones (mm) (a x l x h)			Peso neto (Kg)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Consumo (W)
CE 178	540	650	400	50	220-240	50-60	980
CE 179	540	650	400	50	110-120	50-60	980

Accesorios

RT 210



ROTOR	OSCILANTE	
Capacidad máx.	4x60 ml	
R.P.M.	3.000	
Radio (mm)	179	
F.C.R. Máx. (xg)	1.801	
VOLUMEN MUESTRA	ADAPTADORES	
	Dim (mm) orientativas	Tubos Ref.
Jeringas 10 ml	16x118	16 RE 438

info@ortoalresa.com

www.ortoalresa.com

Telf.: +34 91 884 40 16

orto alresa

About centrifugation

info@ortoalresa.com

www.ortoalresa.com

Tel.: +34 91 884 40 16

Álvarez Redondo S.A.
C/ Misericordia, 23.
Fax: + 34 91 884 44 23
28864 AJALVIR Madrid (Spain)
Edición: enero 2014

